

Nebulizátor I-Neb

Umožňuje přesné dávkování léčiva, využívá technologie vibrující membrány. Dávkování je řízeno mikročipem, je pulsní, přizpůsobuje se dechovému schématu pacienta a dodává léčivo jen během fáze nádechu (do 80%). Plně nabitá baterie umožňuje až 40 inhalací. Použití I-Nebu je ideální pro inhalační léčbu plicní arteriální hypertenze s možností velmi přesného jemného dávkování indikovaných inhalačních léčiv.



Jak lze získat nebulizátor I-Neb?

Pomůcku pro přesné dávkování léčiv může předepsat lékař specialista vybraných pracovišť specializovaných na léčbu plicní arteriální hypertenze.